



Artikelnummer	075189
Prijs excl. BTW	€ 34,16
Prijs incl. BTW	€ 41,33
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Steunkousen aantrekken met VenoTrain[®] glider - De praktische aan- en uittrekhulp VenoTrain[®] glider is de praktische aan- en uittrekhulp voor therapeutische compressiekousen en – panty's met open en gesloten teen. Daarnaast kan de glider gebruikt worden voor zowel benen als armen.

- sterk en scheurvast
- extreem licht
- compact en daardoor ideaal voor onderweg

VenoTrain[®] Glider: Steunkousen aantrekken is nu kinderspel

Met de VenoTrain[®] glider wordt aan- en uittrekken van uw compressiekous kinderspel. Zonder kracht te zetten glijdt u in uw compressiekous voor been of arm. Aantrekhulp (Beenverzorging)

1. Plaats eerst het schuimvlak met de punt naar voren voor u op de vloer.
2. Leg de VenoTrain[®] glider er bovenop, met de groene zijde naar boven.
3. Plaats nu uw tenen in de gemarkeerde halve cirkel en schuif uw voet met lichte druk voorwaarts.
4. Uw voet glijdt als vanzelf in de VenoTrain[®] glider.
5. U kunt nu uw steunkousen aantrekken zoals u gewend bent door te beginnen met de tenen van de kous over de VenoTrain[®] glider te trekken. Zo trekt u uw kousen zonder problemen verder aan.
6. Uiteindelijk kunt u de VenoTrain[®] glider verwijderen door uw tenen te bewegen en aan de band te trekken. Zo simpel is het. Na gebruik keert u de VenoTrain glider weer binnenste buiten (de lus aan de buitenkant).
7. Bij compressiekousen met open teen kunt u de VenoTrain glider verwijderen aan de lus aan de voorkant.

Verwijderhulp (Beenverzorging)

1. Doe de band in de VenoTrain[®] glider en schuif uw voet naar binnen. De blauwe kant dient boven te zijn.
2. Sla uw compressiekous om tot de VenoTrain[®] glider. Sla de rand van de kous over de VenoTrain[®] glider.
3. Trek de compressiekous uit door deze over de hiel te trekken en daarna voorbij de tenen. Uw compressiekous bevindt zich nu binnenin de VenoTrain[®] glider.

Aantrekhelp (Armverzorging)

1. Doe de band in de VenoTrain[®] glider en schuif uw arm erin. Zorg dat de blauwe kant naar boven ligt.
2. U kunt uw steunkousen aantrekken als gewoonlijk, te beginnen met de hand over uw VenoTrain[®] glider tot de bovenarm. Positioneer uw bovenarm.
3. Verbind de lus van de VenoTrain[®] glider aan een vast punt en verwijder deze door de compressiekous met uw andere hand vast te houden.