



<b>Numéro d'article</b>	040044
<b>Prix HT</b>	7,01 €
<b>Prix TTC</b>	8,48 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

Hansaplast SOS Mix Pack - Aide instantanée pour les blisters de toutes tailles. Traitement très efficace des ampoules en quatre tailles

- Contient du plâtre blister petit, du plâtre blister grand, du plâtre blister XL avec technologie hydrocolloïde et un patch anti-pression
- Soulage instantanément la pression et la douleur
- Protège contre la saleté et les bactéries
- Adhérence extra forte : jusqu'à 48 heures
- Une guérison plus rapide grâce à la technologie des hydrocolloïdes

Des pansements ampoules à technologie hydrocolloïde de différentes tailles, y compris des patchs anti-pression.

Quoi que vous fassiez, avec ce paquet de trois tailles différentes de pansements

ampoules et le patch préventif anti-pression, vous aurez toujours le pansement idéal à portée de main. Que le problème soit dû à la friction de vos chaussures, à des ampoules de marche ou de sport, il y a toujours un patch dans ce pack qui soulage immédiatement la pression et la douleur et donne le meilleur départ au processus de guérison. Le SOS Mix Pack contient les éléments suivants : 2 x Pansement Ampoule petit

Ces petits pansements sont parfaits pour les ampoules sur les orteils - même pour les ampoules entre les orteils qui sont difficiles à atteindre.

#### 2 x Pansement Ampoule Grand

Ces sparadraps sont idéaux pour les talons, mais peuvent être utilisés partout sur le pied.

#### 1 x Pansement Ampoule XL

Un grand pansement avec la technologie hydrocolloïde qui est assez grand pour traiter de grandes ampoules sur le talon, la boule ou le côté du pied.

#### 1 x Patch anti-pression

Ce plâtre transparent, découpé sur mesure, est conçu pour soulager immédiatement la pression et les frottements sur toutes sortes de chaussures, en évitant la formation d'ampoules.

## Les pansements ampoules Hansaplast offrent les conditions idéales pour la réparation de la peau.

Le patch antipression Hansaplast est une mesure préventive. Lorsqu'une ampoule s'est déjà formée, vous pouvez choisir dans cet emballage l'un des sparadraps à base d'hydrocolloïde. Ces patchs permettent une guérison humide. Une fois le patch appliqué, le liquide de la vésicule est absorbé et une couche de gel protecteur est placée sur la plaie. Ce sont des conditions idéales pour la réparation de la peau. Dans le même temps, le pansement de la plaie se referme en toute sécurité, la protégeant de la saleté et des bactéries. Le patch antipression offre une adhérence fiable et peut être porté pendant plusieurs jours. Les pansements ampoules restent fermement en place pendant 48 heures. Ils sont également résistants à l'eau, ce qui vous permet de prendre un bain ou une douche en toute sécurité. Même lorsque vous courez ou faites de l'exercice, vous pouvez être sûr que le patch restera en place : les sparadraps avec la technologie hydrocolloïde sont résistants à la sueur ! Quelle que soit la taille que vous choisissiez, le système facile à appliquer vous permet d'appliquer les sparadraps rapidement et sans plis. Désormais, le traitement des ampoules est une affaire rapide et sans stress !

# Comment l'utiliser ?

- Appliquer sur une peau propre et sèche.
- Appuyez fermement sur le plâtre et lissez le tout.
- Le plâtre ne doit être remplacé que lorsqu'il se détache tout seul.

Si une ampoule s'est déjà formée, appliquez le plâtre sur l'ampoule dense. Une désinfection supplémentaire est recommandée pour le traitement des ampoules ouvertes. Consultez un médecin avant de l'utiliser si vous êtes diabétique. Contenu:

Produit	Type	Taille	Quantité
Blister plaster small		5,8 cm x 2 cm	2 Pièces
Blister plaster large		5,8 cm x 3,4 cm	2 Pièces
Blister plaster XL		5,8 cm x 5 cm	1 Pièce
Pressure stop plaster		7 cm x 6,5 cm	1 Pièce