



# Ceinture d'électrodes ECG Allbrand - avec anses - compatibles avec toutes les marques d'ecg 12 dérivations

08/10/2025 00:02:22



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 110258              |
| <b>Prix HT</b>          | 364,12 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 440,59 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 6 en stock |

## Description

La sangle pour électrodes ECG est un système breveté qui permet d'appliquer rapidement et précisément des électrodes sur la poitrine. Le ruban à électrodes remplace les électrodes à vide classiques et les électrodes ECG auto-adhésives à usage unique.

## Application facile, compatibilité universelle

La sangle pour électrodes ECG est particulièrement facile et rapide à mettre en place, ce qui réduit le temps nécessaire au diagnostic ECG. Grâce à sa compatibilité universelle

avec les appareils d'électrocardiogramme à 12 canaux et à la possibilité de connecter des fiches bananes et des boutons-pression, la bande d'électrode convient aux médecins, aux cabinets médicaux et aux hôpitaux.

## Résultats de mesure plus précis grâce à la bande d'électrode

L'examen ECG avec une bande d'électrode offre de nombreux avantages. Grâce à la fixation des bras du patient, l'examen peut être effectué plus calmement et les artefacts du mouvement peuvent être réduits. L'évaluation et l'interprétation de l'enregistrement ECG s'en trouvent simplifiées. Les propriétés de la bande d'électrode ECG sont :

- Système d'électrodes facile à appliquer pour réaliser un ECG de diagnostic à 12 canaux
- Positionnement anatomiquement correct, adapté aux hommes et aux femmes
- Idéal pour les hôpitaux, les cliniques, les ambulances et les établissements de soins à domicile.
- Peut être connecté à presque tous les appareils d'électrocardiogramme via une fiche banane
- Gain de temps de 50
- Rentable
- Garantie 1 an
- Convient pour les snap leads et les connecteurs à broches de 4 mm

## Avantages supplémentaires

- Pas de risque d'erreur de positionnement des électrodes
- Pas de câbles torsadés
- Aucun coût pour les électrodes jetables
- Le patient n'a pas besoin d'être rasé
- Les femmes n'ont pas à enlever leur soutien-gorge pour l'examen.

Incluant de nombreux accessoires:

- Ruban d'électrodes EKG avec 6 électrodes à brosse Ag/AgCl
- 4 électrodes de serrage de membre Ag/AgCL
- 6 adaptateurs pour fiche banane à pince crocodile (4 mm)
- Mallette de transport pour une utilisation mobile

## Sécurité hygiénique

Le ruban d'électrode est hygiéniquement sûr grâce au traitement spécial Sanitized®. La croissance microbienne en surface est efficacement empêchée par ce traitement du matériau dès la production. La protection reste en place même après le nettoyage nécessaire.

## Technologie Sanitized®

Le fonctionnement du traitement Sanitized® a été testé et confirmé conformément à la norme ISO 22196. L'effet antimicrobien des ions argent est préservé en permanence par une encapsulation vitrocéramique spéciale. Ceci rend la bande ECG particulièrement adaptée aux cabinets médicaux avec des examens ECG fréquents chez différents patients. De plus, la protection fiable contre la colonisation par le SARM est également très utile dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

[embed][https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=1&v=0yz713LN7Kc&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0yz713LN7Kc&feature=emb_logo)[/emb]

# Afbeeldingen



| Determination of Antimicrobial Activity  |              |                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Test Name                                                                                                                 | Resistant to | Effect                    | Agarose Diffusion                                                                 |
| Antimicrobial Susceptibility (AST)                                                                                        | MRSA         | Good Antimicrobial Effect |  |
| Antimicrobial Susceptibility                                                                                              | MRSA         | Good Antimicrobial Effect |  |
| Antimicrobial Susceptibility (AST)                                                                                        | MRSA         | Good Antimicrobial Effect |  |

