



Numéro d'article	170073
Prix HT	36,90 €
Prix TTC	44,65 €
Stock	en stock

Description

Le glycomètre Accu-Chek[®] Guide offre des solutions étonnamment intelligentes qui facilitent la mesure de la glycémie. L'emballage SmartPack est conçu pour réduire le gaspillage des bandelettes réactives et faciliter le prélèvement d'une seule bandelette à la fois. De plus, un port de bandelette-test éclairé, une bandelette-test avec une large zone d'application et un bouton d'éjection de bandelettes réduisent les tracas de la mesure au quotidien.

Avantages et caractéristiques du glucomètre Accu-Chek[®] Guide :

- Pas de gaspillage de bandelettes-test - l'emballage SmartPack vous aide à prendre une bandelette-test à la fois.

- Bandelette réactive à large zone d'application - appliquer une petite goutte de sang n'importe où dans la zone d'application large et jaune.
- Votre glycémie est mesurée en moins de 4 secondes.
- Testez également dans l'obscurité grâce à un écran bien éclairé et à un port de bandelette-test éclairé.
- Retirez hygiéniquement les bandelettes-test usagées du lecteur d'un simple clic sur le bouton d'éjection des bandelettes.
- Envoyez vos résultats sans fil à l'application mySugr Logbook sur votre smartphone.
- Suivez les instructions claires à l'écran si nécessaire.
- Ajustez les plages de valeurs cibles, ajoutez des marqueurs et des commentaires, et configurez des notifications de modèles pour voir comment vous vous en sortez rapidement et facilement.
- Faites l'expérience d'une prise de vue pratiquement indolore avec l'autopiqueur FastClix inclus.

ATTENTION : Les bandelettes réactives Accu-chek® GUIDE ne s'adaptent PAS sur le glycomètre Accu-Chek® Nano.

Afbeeldingen

