



Numéro d'article	313945
Prix HT	141,64 €
Prix TTC	171,38 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Omron BF511 Balance Karadka

Caracteristiques Omron Karadka

- Graisse corporelle (en %)
- Graisse viscérale (jusqu'à 30 niveaux)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Muscle squelettique (en %)

Donnees techniques Omron Karadka

Affichage

- Poids corporel : 0 à 150 kg par pas de 0,1 kg (0,0 à 330,0 lb par pas de 0,2 lb)
- Pourcentage de graisse corporelle : 5,0 à 60,0 % par pas de 0,1 %

- Pourcentage de muscle squelettique : 5,0 à 50,0 % par pas de 0,1 %
- IMC : 7,0 à 90,0 par pas de 0,1
- Métabolisme au repos : 385 à 3999 kcal par pas de 1 kcal
- Niveau de graisse viscérale : 30 niveaux par pas de 1 niveau
- Classification IMC :(Insuffisance pondérale) / 0 (Normal) / + (Excédent de poids) / ++ (Obésité) 4 niveaux, segmentés chacun en 3 sous-niveaux
- Classification du pourcentage de graisse corporelle et du pourcentage de muscle squelettique: (Bas) / 0 (Normal) / + (Élevé) / ++ (Très élevé) 4 niveaux, segmentés chacun en 3 sous-niveaux
- Classification du niveau de graisse viscérale : 0 (Normal) / + (Élevé) / ++ (Très élevé) 3 niveaux, segmentés chacun en 3 sous-niveaux

Réglage des éléments

- Taille: 100,0 à 199,5 cm (3' 4" à 6' 6 3/4")
- Âge: 6 à 80 ans
- Sexe: Masculin/Féminin
- Unités de mesure : kg (cm) / lb (feet-inch)
- La tranche d'âge pour le pourcentage de graisse corporelle, la classification du pourcentage de graisse corporelle, le pourcentage de muscle squelettique, l'IMC, la classification de l'IMC et la fréquence du métabolisme au repos est comprise entre 6 et 80 ans.
- La tranche d'âge pour le niveau de graisse viscérale, la classification du niveau de graisse viscérale et la classification du pourcentage de muscle squelettique est comprise entre 18 et 80 ans.

Précision du poids

- 0,0 kg à 40,0 kg : $\pm 0,4$ kg (0,0 lb à 88,2 lb : $\pm 0,88$ lb)
- 40,0 kg à 150,0 kg : ± 1 % (88,2 lb à 330,0 lb : ± 1 %)

Précision (S.E.E.)

- Pourcentage de graisse corporelle : 3,5 %
- Pourcentage de muscle squelettique : 3,5 %
- Niveau de graisse viscérale : 3 niveaux

Alimentation électrique

- 4 piles AA (R6) (vous pouvez également utiliser des piles alcalines AA (LR6).)

Durée de vie des piles

- Environ 1 an (piles au manganèse et quatre mesures par jour)

Température/Humidité

- +10 °C à +40 °C, 30 % à 85 % HR - fonctionnement
- -20 °C à +60 °C, 10 % à 95 % HR, 700 à 1 060 hPa - rangement

Poids

- Environ 2,2 kg (4,85 lb) (avec les piles)

Dimensions externes

- Unité d'affichage: Environ 300 (L) × 35 (H) × 147 mm (P) (Environ 11 3/4" (L) x 1 3/8" (H) x 5 3/4" (P))
- Unité principale: Environ 303 (L) × 55 (H) × 327 mm (P) (Environ 11 7/8" (L) x 2 1/8" (H) x 12 7/8" (P))

Contenu de l'emballage

- Moniteur de composition corporelle, 4 piles AA au manganèse (R6), mode d'emploi, carte de garantie