



Numéro d'article	080354
Prix HT	6,91 €
Prix TTC	8,36 €
Stock	en stock

## Description

Le gant Evercare Stretch vinyl gant powder-free est un excellent gant en vinyle qui convient parfaitement aux soins standards des patients.

## Description du produit Gants en vinyle extensible Evercare

Le gant d' Evercare Stretch vinyl est exempt de poudre et de phtalates et constitue un vinyle de qualité supérieure du point de vue de la santé humaine et de la protection de l'environnement. En ce qui concerne la transformation des aliments, ces gants sont conformes au règlement européen n° 10/2011. Ne convient pas à la manipulation d'aliments gras. Maintenant que l'hygiène des mains est omniprésente, vous pouvez également vous procurer chez nous une large gamme de [désinfectants pour les mains](#).

Les gants Evercare Stretch vinyl sans poudre présentent des avantages majeurs par rapport à la variante poudrée.

- La poudre contenue dans les gants peut provoquer des réactions allergiques chez l'utilisateur.
- La poudre joue un rôle de stimulation de l'inflammation.
- La poudre est un support pour les micro-organismes et les substances chimiques.

## Propriétés des gants Evercare Stretch vinyl

- Sans phtalate
- Un très bon gant pour un usage général
- Sans protéines de latex, bonne alternative pour les personnes souffrant d'allergies de type I (latex) ou de type IV liées à des résidus d'accélérateur.
- Approuvé pour une utilisation dans les industries médicales et alimentaires - sauf pour la manipulation d'aliments gras.
- Barrière pratique pour une large gamme d'applications
- Très souple, bonne tenue, sensation et performance
- Normes de qualité NQA 1.5
- Conforme à la norme EN 455
- Couleur : transparent

*Vous avez encore des doutes sur les gants à utiliser ? Alors n'oubliez pas de lire notre [BLOGUE SUR LES GANTS](#) pour savoir comment faire le bon choix.*

## Comment déterminer votre taille de gant pour l' Evercare Stretch vinyl?

Mettez un ruban à mesurer sur vos articulations Retournez votre paume de façon à ce que le ruban adhésif soit à l'intérieur de votre paume. Laissez-le traverser Vous pouvez maintenant voir le contour de la paume Mesurez la distance entre les deux mains Le tableau indique la taille qui correspond le mieux à votre circonférence.

taille	taille de main
S	18 cm
M	19 cm
L	20,5 cm