



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 071237              |
| <b>Prix HT</b>          | 85,88 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 103,91 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Thuasne Malleo Dynastab<sup>®</sup> avec fermeture BOA<sup>®</sup> - simplicité et commodité L'attelle de cheville légère Dynastab BOA donne une stabilité maximale à l'articulation de la cheville. L'attelle est confortable, stable et de très bonne qualité avec une fermeture BOA. Les sangles élastiques apportent un soutien supplémentaire sans entraver la cheville.

**Épaisseur minimale, donc convient à toutes les chaussures.**

Un avantage important de la chevillère Thuasne Malleo Dynastab est le choix des matériaux, les matériaux fins et légers. Cette orthèse est donc facile à porter dans tous les types de chaussures. La fermeture de la BOA assure une extrême facilité d'utilisation. De plus, l'attelle est équipée de spirales de renforcement de forme anatomique pour un confort de port optimal, ce qui rend l'attelle de cheville Thuasne extrêmement adaptée à un usage quotidien.

**Indications:**

- Traitement conservateur des tendinites
- Post-traitement d'une fracture de la cheville
- Arthrose
- Instabilité (chronique) de la cheville
- Empiètement

## Caractéristiques et avantages:

- Légèreté
- Profil très fin, donc facile à porter dans les chaussures
- Très convivial grâce à la fermeture de la BOA
- Pas complètement rigide, ce qui le rend également très adapté à une utilisation à long terme

Le BOA Thuasne Malleo Dynastab peut être porté aussi bien à gauche qu'à droite.

Conseils : Nous conseillons de porter une chaussette (de sport) sous l'attelle pour protéger la peau contre d'éventuelles coutures. Fermez toujours les bandes Velcro après usage pour éviter les enchevêtrements et la salissure de la fermeture Velcro. Déterminez votre taille : Vous pouvez facilement déterminer la bonne taille en mesurant la circonférence de la cheville juste au-dessus des malléoles (os de la cheville). Vous trouverez la taille correcte dans le tableau ci-dessous. Si vous êtes sur une taille frontière, nous vous conseillons de commander la taille la plus petite.



|            |   |
|------------|---|
| 19 - 22 cm | 1 |
| 22 - 26 cm | 2 |
| 26 - 30 cm | 3 |