



Numéro d'article	131052
Prix HT	45,75 €
Prix TTC	55,36 €
Stock	sur commande

Description

AED10 defibrillateur - Adult defibrillation pads - 1 u. Lorsque la RCP est nécessaire, les électrodes du DEA sont collées sur la poitrine. Si une fréquence cardiaque est analysée, le DEA peut entrer en état de choc. Ceci se fait à l'aide des électrodes.

Où placer les électrodes ?

Une électrode est collée sur le côté droit de la poitrine sous la clavicule. L'autre électrode est collée sur le côté gauche de la poitrine, au niveau des côtes. La mesure de la résistance s'effectue lorsque les électrodes sont placées correctement. De cette façon, le choc correct est administré. De nos jours, toutes les électrodes sont interchangeables (elles peuvent être placées sur le sein ou sur le côté).