



Numéro d'article	040602
Prix HT	5,02 €
Prix TTC	6,07 €
Stock	en stock

Description

Sparadrap non tissé extensible

Avantages de Mefix

- Papier protecteur prédécoupé pour faciliter la découpe à la taille voulue
- Découpe perforée dans le papier protecteur, facilitant la manipulation
- Adhésif polyacrylique aqueux sans solvant, respectant la peau, pour une fixation douce et efficace.
- Non-tissé élastique doux et poreux, pour le confort du patient

Indications

Mefix® peut être utilisé dans des situations très variées exigeant une fixation, comme par exemple pour la fixation des pansements, compresses, cathéters et sondes.

Mode d'action

La structure poreuse du tissu non tissé Sontara® garantit la perméabilité à l'air et la vapeur. Le tissu est extensible, s'adapte bien aux contours du corps et n'empêche pas le patient de bouger. Le tissu est non absorbant et constitue une barrière contre la diffusion du sang et des liquides. L'adhésif polyacrylique a été conçu pour respecter la peau, tout en garantissant une fixation efficace. Le papier protecteur facile à retirer est prédécoupé tous les 10 cm pour faciliter son retrait et l'application du tissu. Mefix® peut être facilement découpé à la forme et la taille voulue.

Composition

Mefix® est constitué de polyester élastique poreux non tissé, recouvert d'un adhésif polyacrylique à haute tolérance cutanée pour garantir une fixation efficace. L'adhésif est protégé par un papier protecteur prédécoupé facile à retirer.