



Numéro d'article	023092
Prix HT	12,26 €
Prix TTC	14,83 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Ruban de fixation non agressif Très facile à appliquer et à retirer, Mepitac est extrêmement conformable. La couche Safetac garantit une fixation fiable et un retrait indolore, mêmes dans les zones pileuses. Mepitac[®] peut être décollé et remis en place pour inspecter la plaie ou repositionner le pansement. Mepitac[®] est la fixation idéale pour les patients à la peau fragile et sensible. Mepitac[®] convient pour les patients dont les soins exigent l'application et le retrait fréquents de l'adhésif sur la même zone, par ex. en néonatalogie ou en dialyse.

Mode d'action de Mepitac[®]

- Retrait atraumatique et indolore
- Souple et confortable
- Ne laisse pas de résidus.
- Étanche à l'eau
- Semi-perméable

Indications

Mepitac[®] s'utilise pour fixer les équipements médicaux tels que drains, tubes, sondes, électrodes, canules IV et pansements. En outre, Mepitac[®] s'utilise également en coussinet pour protéger la peau sous les équipements (par ex. les tubes).