



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 010043   |
| <b>Prix HT</b>          | 5,08 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 6,15 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Les contenants de sécurité réduisent les risques de blessures dans la pratique et à l'hôpital. Les contenants de sécurité, aussi connus sous le nom de contenants à aiguilles, sont utilisés dans les cabinets médicaux ou naturopathiques et à l'hôpital pour l'élimination sécuritaire et hygiénique des aiguilles, scalpels, lancettes de sang, embouts de pipettes et instruments jetables usagés. Les conteneurs à aiguilles sont en plastique résistant aux perforations pour éviter que les objets pointus ne collent à travers les murs et ne blessent le personnel. Le couvercle du contenant de l'aiguille est habituellement muni de fentes de frottis qui permettent de séparer la canule de la seringue sans la toucher. Cela réduit considérablement le risque de blessure.

## Contenants d'aiguilles de différentes tailles pour répondre aux besoins de chacun

Les contenants à aiguilles sont disponibles en différentes tailles. Alors que les petits contenants sont principalement utilisés pour l'élimination des aiguilles après les visites à domicile, les grands contenants à aiguilles sont utilisés pour l'élimination des

instruments jetables et des scalpels usagés. Après le remplissage complet, il est important de refermer le réservoir de l'aiguille de manière à ce qu'il ne s'ouvre plus accidentellement. C'est la seule façon de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de blessure par piqûre d'aiguille même après l'élimination. Les conteneurs à aiguilles sont ensuite éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

## Récipients de sécurité et d'aiguilles de différents types

Dans notre boutique en ligne, nous vous proposons une large gamme de conteneurs à aiguilles de haute qualité dans différentes tailles et à des prix avantageux. Dimensions:

Conteneur à aiguilles 0,2 L : Version de poche Conteneur à aiguilles 0,5 L : Ø 8,3 x 15h cm

Conteneur à aiguilles 2,5 L : Ø 14 x 24h cm Conteneur à aiguilles 5 L : carré 21 x 21 x 20 cm

Conteneur à aiguilles 7 L : carré 14 x 19 x 32 cm Conteneur à aiguilles 10 L : carré 22 x 22 x 35 cm