



Artikelnummer	010323
Prijs excl. BTW	€ 39,08
Prijs incl. BTW	€ 47,29
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

3-wegkraan met verlengleiding van 100 cm in pvc met luer-lock uiteinde met als doel meer comfort voor de patiënt.

Waar wordt een verlengleiding met 3-wegkraan voor gebruikt?

Een verlengleiding met 3-weg kraantje wordt geplaatst tussen katheter en infusieleiding met als doel meer comfort van de patiënt: meer bewegingsvrijheid. Via het 3-wegkraantje op de verlengleiding zijn er meerdere mogelijkheden zoals I.V. toediening van medicatie, twee of meerdere infuusvloeistoffen via 1 toegangsweg toe te dienen, bloedafname, ... Het 3-wegkraantje is T-vormig. Door te variëren met de stand zijn meerdere uiteinden open of dicht te zetten. De uiteinden die niet gebruikt worden, bevatten een afsluitdopje.

Het 3-wegkraantje geeft de mogelijkheid om snel te schakelen

[Driewegkraantjes](#) geven de mogelijkheid om medicatie (in geval van nood) apart bij te spuiten en/of meerdere infuusslangen tegelijk aan te sluiten. Het kraantje geeft de mogelijkheid om snel te schakelen tussen de aansluitpunten. Een driewegkraantje kan direct op het uiteinde van de infuuscanule gekoppeld worden. Vaker zit er een verlengleiding tussen infuuscanule en driewegkraan. Dit voorkomt irritatie van de infuuscanule door manipulatie tijdens het inspuiten van de medicatie en het verwisselen van infuusslangen. Driewegkraantjes zijn meestal van doorzichtig materiaal.

Product eigenschappen van de verlengleiding met 3-wegkraan

- Materiaal: PVC
- Volume: 1 ml
- Diameter: 2mm
- Luer lock uiteinde
- Latexvrij
- Lengte: 100 cm