



Artikelnummer	108226
Prijs excl. BTW	€ 42,24
Prijs incl. BTW	€ 51,11
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Markeertape voor chirurgische instrumenten biedt u een snel en efficiënt systeem voor het identificeren van instrumenten.

Wat is markeertape voor instrumenten?

Markeertape met kleurcodering is een snelle, gemakkelijke en veilige manier om chirurgische instrumenten te identificeren. Ontworpen met het oog op de centrale bevoorrading en het operatiekamerpersoneel, bespaart de kleurcodering tijd en geld door een efficiëntere organisatie en identificatie van chirurgisch instrumentarium. Verkrijgbaar in verschillende heldere kleuren en biedt een veelheid aan kleurencombinaties voor identificatie van instrumenten per chirurgie set, specialiteit en ruimte.

Kenmerken van de markeertape

- Organisatie - Per chirurgie set, specialisatie, ruimte, chirurg, enz. - verschillende kleuren
- bieden bijna eindeloze kleurcoderingscombinaties - Veiligheid - Klinisch getest voor

zowel stoom als hete lucht sterilisatie - Snelle identificatie - Heldere kleuren voor gemakkelijke identificatie - Probleemloos - Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder de instrumenten te beschadigen - Voordelig - Elke spoel kan ongeveer 200 instrumenten coderen - Veelzijdigheid - Kan gebruikt worden op alle maten en ontwerpen van instrumenten

Bestand tegen hoge temperaturen

De duurzame, drukgevoelige vinyl markeertape past zich aan de kleinste, meest onregelmatige vormen aan, kleeft en blijft stevig zitten. De markeertape is speciaal ontworpen voor gebruik met autoclaven met stoom onder hoge druk en sterilisatie met droge hitte. De autoclaafbestendige tape is voorzien van een permanente kleeflaag en is bij uitstek geschikt voor het identificeren van chirurgische instrumenten, schalen, recipiënten, metalen oppervlakken en glaswerk dat zal worden gesteriliseerd in stoomautoclaven, droogstoofovens, gammastraling of ethyleenoxidegas. Deze instrumentmarkeringstape wordt geleverd als een ononderbroken rol, zodat u de precieze lengte die nodig is om uw materiaal te etiketteren handmatig kunt afsnijden. Het is bestand tegen zuren, alkaliën en oliën, en kan regelmatig worden gewassen en gesteriliseerd. Autoclaveerbaar, bestand tegen hoge temperaturen tot 130 C°.

Gebruiksaanwijzing

- Kies de gewenste kleur of kleurcombinaties.
- Het instrument en de handen moeten droog zijn en mogen geen residu bevatten.
- De markeertape moet worden gesneden met een scherpe rand.
- Snij de tape lang genoeg om zichzelf ten minste één keer te overlappen maar niet meer dan twee keer.
- De markeertape mag niet worden uitgerekt. (Rekken zal voor het verzwakken van hechtingsmogelijkheden zorgen)
- Na het aanbrengen van de tape hecht deze zich aan het instrument.
- Plaats de kleurcoderingstape op de vingerringen van de schaar. Het is niet aanbevolen dat de kleurcoderingstape wordt aangebracht op de schachten van schaar, omdat dit de werking van het instrument kan hinderen.
- Vervang de kleurcodering als deze slijtage vertoont of ten minste om de zes maanden/zo nodig om heldere herkenbare kleuren te garanderen.