

Artikelnummer	115143
Prijs excl. BTW	€ 37,39
Prijs incl. BTW	€ 45,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

CryoAlfa patroon met ventiel voor Cryoalfa Super en Contact toestel Voordelige Cryoalfa toestellen en patronen gebaseerd op de bestaande Cryoalfa Lux en Perfect technologie.

Constance bevroezing van -89°C

De Zwitserse precisie staat garant voor de goede werking van deze toestellen! Alle Cryoalfa-toestellen werken met N2O gas en zorgen voor een constante bevroezing van -89°C. U hoeft enkel op de hendel te drukken en het N2O gas wordt direct en met grote precisie op de huid gespoten.

Patroon kan op ieder ogenblik verwijderd worden

Het patroon is voorzien van een ventiel en kan op ieder ogenblik verwijderd worden - zelfs onder druk. Een behandeling duurt tussen de 5 en de 10 seconden. De Cryoalfa SUPER spuit het gas rechtstreeks op de huid. Cryoalfa S wordt gebruikt voor de behandeling van wratten en huidsgerelateerde ziekten. Er bestaat ook een Cryoalfa CONTACT dit is een contactapplicator waarbij er rechtstreeks contact is met de huid. Deze vindt u terug onder [ref.115131](#) en [ref.115132](#). 2 jaar garantie op alle Cryoalfa toestellen