

# EVERCARE SVEA Nitril handschoenen - Poedervrij - Large - 150 stuks

08/10/2025 06:36:05



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 080324      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 8,38      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 10,14     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Evercare nitril handschoenen zijn gemaakt van synthetisch rubber en uitstekend geschikt voor werkzaamheden in de medische zorg. Het belangrijkste voordeel van nitril handschoenen, is dat het een geheel latex-vrij product is.

## Evercare nitril handschoenen van hogere kwaliteit

De Evercare nitril handschoenen SVEA zijn blauw/paarse onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik en beschermt tegen minimale chemische risico's en micro-organismen. Ook deze handschoenen hebben net zoals van het merk Selefa een uitstekende pasvorm en zijn deze gemakkelijk aan en uit te trekken. De handschoenen hebben een hogere kwaliteit met AQL 1.0 en zijn vrij van latex, poeder en proteïnen.

## Het verschil tussen nitril en latex handschoenen?

Het grootste verschil tussen de handschoenen is dat de nitril handschoen geheel latexvrij

is. Daarnaast is de scheurweerstand van de nitril handschoen een stuk beter. De nitril handschoen is sterker dan de latex handschoen. Ook is er relatief vaak sprake van een latexallergie, of latex irritatie bij medewerkers door het veelvuldig dragen van latex handschoenen. Hiervoor is de nitril handschoen een ideaal alternatief. Latex handschoenen zijn vaak lager geprijsd maar wel minder betrouwbaar. Deze handschoenen scheuren namelijk niet helemaal uit als er een klein gaatje in zit. Het risico is dat eventuele gaatjes niet direct worden opgemerkt en de handschoen niet de juiste bescherming biedt. Nitril handschoenen doen dit wel wat zorgt voor een veiliger gevoel bij de medewerker en/of patiënt.

## Waarom Evercare nitril handschoenen dragen?

Het gebruik van nitril handschoenen als beschermingsmiddel vermindert het risico op de overdracht van micro-organismen tussen de medewerker en de patiënt. Het beschermt zowel uw medewerkers als de te behandelen patiënt. Denk hierbij aan situaties zoals rechtstreeks patiëntencontact, bloedafname, het plaatsen van een katheter of bijvoorbeeld bij het opruimen van lichaamsvloten. *Twijfelt u toch nog over welke handschoenen u nu het best kan gebruiken? Lees dan zeker ook even onze [BLOG OVER HANDSCHOENEN](#) hoe u de juiste keuze kan maken.*

## Het correct gebruiken van Evercare nitril handschoenen

- Handschoenen dienen niet ter vervanging voor een goede hygiëne. Was of desinfecteer je handen voor en na het gebruik van de handschoenen.
- Vervang de handschoenen zodra deze kapot, vies of nat zijn geworden.
- Draag geen sieraden of nagellak onder de handschoenen.
- Nitril handschoenen zijn wegwerphandschoenen en uitsluitend éénmalig te gebruiken.
- Gebruik deze nooit bij meerdere patiënten maar gebruik voor iedere patiënt nieuwe handschoenen.
- Vermijd tijdens het dragen van de handschoenen contact met je gezicht, telefoon, deurknoppen etc.