



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 050005                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 41,12                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 49,76                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op<br>voorraad |

## Omschrijving

---

Klassieke Gipswindels

Cellona<sup>®</sup> gipswindels zijn na een korte onderdompeling volledig geïmpregneerd.

- Zeer fijne, met gips geïmpregneerde gaaswindels
- Uitzonderlijke romigheid waardoor zij beter te modelleren zijn.
- Voor circulaire gipsverbanden, voor immobilisatie na fractures, operaties en orthopedische correcties.
- Voor de behandeling van gewrichts- en botaandoeningen
- Gebruiksklaar

Het gipsverband kan na ongeveer 30 minuten licht worden belast. Het gips is na ongeveer 24 uur geheel uitgehard. De windels worden geleverd in een verpakking die ondoordringbaar is voor waterdamp.