



Artikelnummer	131052
Prijs excl. BTW	€ 45,75
Prijs incl. BTW	€ 55,36
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

AED10 defibrillator - Adult defibrillation pads - 1 stuk Wanneer een reanimatie nodig is, worden de AED elektroden op de borstkas geplakt. Als een hartslag wordt geanalyseerd, kan de AED overgaan tot het geven van een shock. Dit gebeurt door middel van de elektroden.

Waar moet u de elektroden plaatsen?

Men plakt de ene elektrode op de rechterkant van de borst onder het sleutelbeen. De andere elektrode wordt aan de linkerzijde van de borstkas gekleefd, ter hoogte van de ribben. De meting van de weerstand vindt plaats, als de elektroden op de juiste manier geplaatst worden. Op die manier wordt de juiste schok toegediend. Tegenwoordig zijn alle elektroden omwisselbaar (ze kunnen zowel op de borst als in de zij geplaatst worden).