

SUPREM FORM

Anatomische verbanden



SUPREM FORM producten zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met een hoog absorptievermogen en bieden een doeltreffende oplossing voor **matige tot zware incontinentie**.
De verbanden voelen "zacht" aan, wat het comfort & het droog-gevoel verhoogt.
SUPREM FORM producten worden gebruikt in combinatie met GANMILL *Fix*, GANMILL *Panty* of GANMILL *Boxers*.

De "+" punten van het product



Breathable

De "ademende" waterdichte buitenzijde zorgt voor een beter comfort.



Hoge discretie

Buitenste "stille" omslag :
Geen geluidshinder bij bewegen.
De waardigheid blijft behouden.



Hogere absorptie

Dubbel kussen :
Verhoogt de absorptiecapaciteit waar nodig
namelijk in de centrale zone en aan de
achterzijde van de luier.



Geen "vochtig" gevoel

"droge laag" :
Deze dubbele laag verdubbelt de absorptie-
snelheid waardoor het "vochtig aanvoelen"
wordt vermeden.



Lekvrij

Anti-lekdraden :
hydrofoob en rekbaar, vergemakkelijken het
aanbrengen en voorkomen lekkages.



Hulp bij verschonen

Vochtindicator :
Deze kleurt blauw bij contact met urine,
gekoppeld aan een tijdschaal, zodat men
exact de saturatie-graad kan zien.



Geurloos

Super absorberend
De geurtjes worden geneutraliseerd.



Hypoallergisch product

Dermatologisch getest door een gespecialiseerd
labo om een optimale veiligheid voor de gebruiker
te garanderen.

Eenvoudig herkenbaar


Kleurcode / Absorptiegraad

De kleurcode, zowel gebruikt voor de verpakking als voor de luier, laat toe de absorptiegraad te herkennen.



Overleven van de Candida Albicans op de huid bij het gebruik van incontinentiemateriaal





In deze studie werd vastgesteld dat bij het dragen van "ademende" producten het aantal infecties met 50% daalt in vergelijking met het dragen van Polyethyleen-producten.



SUPREM FORM

Anatomisch gevormde verbanden

Een aangepast gamma aan elk type van incontinentie

| | Referentie | Productnaam | Stuks / zak | Zakken / karton | Kartons / pallet |
|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
|  | LSFM5121BR-04 | SUPREM FORM Regular + | 25 | 5 | 21 |
|  | LSFM5141BR-04 | SUPREM FORM Extra + | 25 | 5 | 21 |
|  | LSFM5161BR-04 | SUPREM FORM Super + | 20 | 4 | 24 |
|  | LSFM5171BR-04 | SUPREM FORM Maxi | 20 | 4 | 24 |

Hoe aanbrengen

Liggend :



Staannd :



De anatomische verbanden SUPREM FORM worden gebruikt met :

- Fixatiebroekjes GANMILL *Fix* 
Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL
- GANMILL *Panty* 
Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL
- GANMILL *Boxers* 
Beschikbaar in de maten S/M, L/XL, XXL