

## Table d'examen manuelle Ritter® 204

Qu'est-ce qui fait de Ritter by Midmark la marque la plus achetée en Amérique du Nord ? Elle reflète notre volonté de recherche, d'étude et d'écoute afin que nous puissions répondre à vos besoins et à ceux de votre budget. La Ritter 204 est le fruit de plusieurs années de recherche en matière de confort et de fonctionnalité parmi les tables d'examen manuelles.

### 1. DESSUS DE GARNITURE AMOVIBLE

Le dessus de garniture monobloc est conçu de sorte qu'il soit facile à retirer sans outils, permettant ainsi un nettoyage en profondeur ou un changement rapide de la garniture.

### 2. TIROIRS LATÉRAUX SPACIEUX

Trois tiroirs latéraux spacieux offrent un espace suffisamment grand pour stocker blouses, champs opératoires et autres accessoires volumineux, ainsi que des espaces de rangement pour petites fournitures et articles en vrac. Deux tiroirs à l'avant facilitent l'accès aux fournitures nécessaires aux examens de la partie inférieure du corps.

### 3. TIROIRS MONOBLOC SANS SOUDURES

Les tiroirs de la Ritter 204 sont conçus avec des bords arrondis et sans soudures pour permettre de contenir les liquides renversés et faciliter le contrôle des infections.

### 4. ACCESSIBILITÉ ET VOLUME DE STOCKAGE

Nos tiroirs bilatéraux permettent d'accéder aux fournitures d'un côté de la table comme de l'autre et de changer la configuration de votre salle d'examen ou du flux de traitement.

### 5. ÉTRIERS AMOVIBLES

Intégrés à la table d'examen, les étriers amovibles permettent un soutien des jambes des patients lors des examens de la partie inférieure du corps.

### 6. MARCHEPIED SURDIMENSIONNÉ

Nous avons augmenté la taille du marchepied pour aider les patients à se sentir plus en sécurité lorsqu'ils s'installent sur la table et en descendent.

