

JOBST®

La compression pour ceux
qui vivent selon leur
propre style



NEW

JOBST® Casual Pattern
Bas de compression décontractés



JOBST®

Casual Pattern

Association de matériaux à base de coton naturel avec un ourlet souple pour un confort optimal toute la journée



Coton

La structure de tricot innovante réduit les marques de pression sur les jambes




Marques de pression minimales

Un mélange de fils doux qui offre un grand confort



Toucher doux

Permet à l'air de circuler pour améliorer l'observance des patients



Respirant

Les bas de compression **décontractés** doté d'un motif **tendance**

Apporte du confort sans compromis sur le style de vos patients. Les bas JOBST® Casual Pattern sont ornés d'un superbe motif Argyle créé à l'aide de notre structure de tricot unique* qui laisse moins de marques de pression sur les jambes que les autres produits de compression de style Argyle. Disponible en trois couleurs tendance, cette matière douce et respirante offre à vos patients une option plus sympathique que les bas de compression classiques, tout en restant confortable à porter toute la journée. De plus, leur look similaire à des bas s'intègre aisément dans la vie de tous les jours : ils ne seront pas vus comme des bas de compression, mais feront partie intégrante de la tenue de vos patients.

Comparaison du produit après avoir porté les bas**



Moins de bouts de fil signifie une réduction des marques de pression

JOBST® Casual Pattern offre un plus grand confort pour les jambes de vos patients : Notre structure de tricot unique aide à réduire au maximum les marques de pression.

Dans les bas de compression à motif habituels, le fil utilisé pour créer le motif laisse des bouts de fil à l'intérieur du bas, ce qui laisse des marques sur la peau du patient après les avoir portés.

Sortez avec style - **les fibres naturelles d'excellente qualité** utilisées confèrent aux bas JOBST® Casual Pattern un confort

Les bas de compression JOBST® Casual Pattern conviennent parfaitement pour une tenue décontractée. Grâce à un mélange de fibres naturelles douces, ils offrent la même sensation qu'un bas normal malgré la compression médicale graduelle.

Afin de répondre aux attentes de vos patients, JOBST® Casual Pattern a été conçu comme une matière extrêmement douce tout en étant durable. Le mélange de fibres de qualité à base de coton bio fait que JOBST® Casual Pattern est confortable à porter toute la journée.



* Brevet déposé

** Diagramme schématique



JOBST® Casual Pattern

Un éventail de couleurs pour ce look tendance


Couleurs



Pink



Blue



Grey

Modèles



Bas genou (AD)

Disponible en prêt-à-porter

Classes de compression

15-20 mmHg
► Stades CEAP C0 - C1



Contre les jambes lourdes et fatiguées qui ont tendance à gonfler et les patients souffrant de varices légères.

20-30 mmHg
► Stades CEAP C2 - C3

Contre les varices et l'œdème. Peut être utilisé en complément au traitement de la thrombophlébite superficielle après une chirurgie veineuse et après une sclérothérapie.

Tableau de mesures

Circonférence en cm. Les tailles unisexes de JOBST® Casual Pattern conviennent à la fois pour les jambes des hommes et des femmes.

Taille	Cheville	Mollet
	 cB - la plus petite circonférence au dessus de la cheville	 cC - la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21	28 - 38
M	21 - 25	30 - 42
L	25 - 29	32 - 46
XL	29 - 33	34 - 50
Tailles spéciales		
L-FC	25 - 30	46 - 61
XL-FC	30 - 36	46 - 61