

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Omnifix® Silicone

La meilleure fixation large
pour tous types de peau

NOUVEAU



Omnifix[®] Silicone

La meilleure fixation adhésive pour
le confort de vos patients.


COMPOSITION:

Film d'application +

Adhésif silicone

Support en non-tissé

Film Polyuréthane



Omnifix® Silicone

Pourquoi les patients vont-ils apprécier cette fixation?



Retrait indolore, convient aux peaux fragiles



Imperméable à l'eau grâce à la couche en PU



Neutre pour la peau et la laisse respirer



Facile à appliquer grâce à sa surface extérieure en non-tissé



Confortable à porter, repositionnable



Adhérence optimale




Épouse bien les formes du corps



Facile à couper



FIXATION ADHÉSIVE

	Type	Dim.	Cdt.	Réf.	CNK
Omnifix® Silicone 	non-tissé siliconé	10 cm x 2 m	1 pc	900 002	4246-963
	non-tissé siliconé	10 cm x 5 m	1 pc	900 001	4246-955
Omnifix® Elastic	non-tissé	10 cm x 2 m	1 pc	900 601	1462-845
	non-tissé	5 cm x 10 m	1 pc	900 602	1462-852
	non-tissé	10 cm x 10 m	1 pc	900 603	1462-860
Omnipor®	non-tissé	2,5 cm x 9,2 m	1 pc	900 425	1741-842
Hydrofilm® roll	transparent et imperméable	10 cm x 2 m	1 pc	685 791	2569-010
Omnifilm®	transparent et poreux	2,5 cm x 9,2 m	1 pc	900 422	1741-875
Omniplast®	synthétique couleur peau	2,5 cm x 5 m	1 pc	900 441	3510-831

FIXATION NON-ADHÉSIVE

	Dim.	Cdt.	Réf.	CNK
Peha-haft® 	4 cm x 4 m	1 pc	932 441	2569-259
	6 cm x 4 m	1 pc	932 442	2569-283
	8 cm x 4 m	1 pc	932 443	2569-309
	10 cm x 4 m	1 pc	932 444	2569-317
	12 cm x 4 m	1 pc	932 445	2569-325
	4 cm x 20 m	1 pc	932 446	2569-341
	6 cm x 20 m	1 pc	932 447	2569-358
	8 cm x 20 m	1 pc	932 448	2569-366
	10 cm x 20 m	1 pc	932 449	2569-382
	12 cm x 20 m	1 pc	932 450	2569-408