



iQuest

STANDAARD • ZIEKENHUIS • LOUNGE

Update : September 2018



iQuest

Al 10 jaar lang heeft de Quest-onderzoekstafel voorzien in de behoeften van meer dan 15.000 gezondheidszorgprofessionals. Generalisten, cardiologen, dermatologen en fysiotherapeuten uit meer

dan 70 landen hebben de Franse kwaliteit van deze robuuste, comfortabele en goed toegankelijke tafel weten te waarderen. Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in Europa en het Midden-Oosten. In dit onderzoek van drie jaar, dat is verricht in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie fundamentele behoeften naar voren gekomen: de gelijke behandeling van personen met beperkte bewegingsvrijheid, de efficiëntie waarmee medisch onderzoek kan worden uitgevoerd, en het ergonomische materiaalgebruik. iQuest is de nieuwe revolutie bij Promotal. We hebben een tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.



OPSTAPPEN



ONDERZOEK



**HOGE
POSITIE**



DECLIEF



PROCLIEF



GELIJKHEID VAN BEHANDELING

VERMINDER DE MOEITE DIE PATIËNTEN MET BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID MOETEN DOEN DANKZIJ :

- › Een opstappositie voor de patiënt op 46 cm
- › Een opstaande rugleuning die tijdens het opstappen als steun dient
- › Rustige en veilige elektrische bewegingen

ONDERZOEK AL UW PATIËNTEN MET HETZELFDE GEMAK :

- › Patiënten tot maximaal 250 kg
- › Optimaal comfort dankzij Lounge-bedekking



EFFICIËNTIE

VOER UW ONDERZOEK SOEPEL UIT DANKZIJ :

- › Bewegingen die twee keer zo snel gaan
- › Intuïtieve plaatsing van de patiënt op de Lounge-bedekking
- › Autonome bewegingen: 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
- › Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt



ERGONOMISCH GEBRUIK

KIES MOEITeloos EEN ANDERE POSITIE :

- › Geheel elektrische onderzoekstafel Hoogte, rugsteun, proclief/declief
- › Variabele hoogte van 46 tot 93 cm
- › 2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
- › Intuïtieve opdrachten, geïntegreerd in de rugsteun van de onderzoekstafel (lounge-model)

VERBETER HET COMFORT VAN UW PATIËNT DANKZIJ :

- › De zeer comfortabele Lounge-bedekking

3 MODELLEN,
3 BEHOEFTEEN.



iQuest STANDAARD

Ref. 3050-40

Met inklapbare wielen

Ref. 3050-50

Breedte van bedekking 65 cm

Ref. 600150-65

Breedte van bedekking 75 cm

Ref. 600150-75



iQuest LOUNGE

Ref. 3055-20



iQuest ZIEKENHUIS

Ref. 3050-60

● **OPTIES**
● **ACCESSOIRES**




Opening voor gezicht
65cm Ref. 2231-65
75cm Ref. 2231-75




Bedekking gemonteerd
in fabriek
Ref. 600000-01



Accu
Ref. 3092-01



Stroomonderbreker
Ref. 3058-01



Kabelhaspel
Ref. 3032-01XX



Antistatische wielen
Ref. 3031-01



Geïntegreerd stopcontact
EU-US-UK Ref. 30400-01



Equipotentiaalbus
Ref. 2059-01



Klemschroef
Ref. 166




Twee klamschroeven op
rail
Ref. 878-12



Twee beensteunen
Ref. 840



Twee hoezen voor beens-
teunen
Ref. 861



Twee stijgbeugels
Ref. 850



Infuusstandaard 2 haken
Ref. 985-01



Zelfblokkerende infuus-
standaard 2 haken
Ref. 2985-01



Armsteun
(per stuk)
Ref. 2536



Hoes voor armsteun
(per stuk)
Ref. 2537




Lounge-hoofdsteun
Ref. 30679-01



Hoofdsteun platte
bedekking
Ref. 1102-10



Instelbare rolhouder
Ref. 2056-02



Verlengstuk rugsteun
Ref. 2055-01



Pedaal met kabel
Ref. 3051-10



Bescherming transparant
plastic voet voor platte
bedekking
65cm Ref. 600150-65C
75cm Ref. 600150-75C



Bescherming transparant
plastic hoofd
Ref. 3056-02



Bescherming transparant
plastic voet - lounge-be-
dekking
Ref. 3056-01



Twee barrières
Ref. 85114-01



Twee rails hoofd
Ref. 30878-XXT



Twee rails voeten
Ref. 30878-XXP



MODELLEN 3050-40 (BEDEKKING NIET INBEGREPEN) :
 NETTOGEWICHT : 130KG
 BRUTOGEWICHT : 100KG
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,14M³

MODELLEN 3050-40/3050-60 (BEDEKKING NIET INBEGREPEN) :
 NETTOGEWICHT : 135KG
 BRUTOGEWICHT : 105KG
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,14M³

BEDEKKING 600150-65/600150-75 :
 NETTOGEWICHT : 25KG
 BRUTOGEWICHT : 21KG
 VERPAKKINGSVOLUME : 0,27M³

MODELLEN 3055-20 (BEDEKKING INBEGREPEN) :
 NETTOGEWICHT : 160KG
 BRUTOGEWICHT : 127KG
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,64M³

KLEUREN STOFFERING EN MULTIPLEX

32 - BLUE *



93 - COTTAGE *



35 - RED *



34 - YELLOW *



91 - WHITE



92 - MARINE *



56 - DARKNESS



57 - ANTISTATIC



64 - GRAPE



67 - LAGOON



66 - SWEET *



63 - CEDRAT



80 - SKY



81 - SEA GREEN *



65 - LILAC *



96 - TIN *



82 - MOUSE GREY *



83 - NATURAL



84 - CHOCOLATE *



CLASSIC

VITAMIN

COSY

*Kleuren die profiteren van een bijpassend multiplex. De andere kleuren zijn voorzien van een wit multiplex

STANDAARD

ZIEKENHUIS

LOUNGE

