



Numéro d'article	122405
Prix HT	2014,40 €
Prix TTC	2437,42 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le Welch Allyn[®] ABPM 7100s est un tensiomètre ambulatoire de 24 heures facile à utiliser. Le sphygmomanomètre peut également être utilisé pour une mesure de 30 minutes qui mesure toutes les 5 minutes.

Propriétés du Welch Allyn[®] ABPM 7100s

- Nombre illimité de protocoles à programmer.
- Logique de rétroaction automatique lors du gonflage du brassard pour un confort optimal pour le patient.
- Léger et compact.
- Satisfait ou surpasse les dernières normes AAMI, EHS et a une cote BHS A/A.
- Poignets sans latex.
- Méthode de mesure oscillométrique.