



Numéro d'article	1415
Prix HT	1 514,28 €
Prix TTC	1 832,28 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Appareil ECG Cardiomate 6

Précis et intuitif, l'appareil ECG Cardiomate 6 de Spengler est un compagnon idéal en cabinet ou en déplacement. Dotés d'une vitesse d'échantillonnage record de 32 000 Hz, il enregistre toute l'activité électrique du coeur avec une précision rare et délivre des analyses très précises

UNE PRÉCISION REDOUTABLE

- Une vitesse d'échantillonnage record: l'activité électrique est enregistrée dans les moindres détails.
- Une puissance de traitement accrue pour une analyse optimale

INTUITIF ET EFFICACE

- Utilisation intuitive et rapide
- Visualisation en temps réel en 12 dérivations de l'ecg grâce au grand écran couleur inclinable
- Interpretation automatique et calcul d'intervalles

DES DONNÉES ACCESSIBLES

- Une grande mémoire interne
- Transfert et lecture des ECG sur PC par connexion USB

IMPRESSION THERMIQUE SUR 6 PISTES

- Impression sur imprimante PC via USB

NOMADE

- Equipé d'une poignée de transport

UNE GRANDE AUTONOMIE

- Doté d'une batterie de 2600 mAh pour une autonomie record

Afbeeldingen

