



Boxspring Set COMFY (Box + tête de lit + matelas + pieds+ topper) 160 x 200 - 3laags

08/10/2025 02:02:08

Numéro d'article	266801-3L
Prix HT	2260,33 €
Prix TTC	2735,00 €
Stock	sur commande

Description

Un lit dont tout le monde peut rêver. Confortable. Ergonomique. Mais aussi abordable.

Ce sommier est disponible en version fixe et est fini avec la tête de lit, le matelas et la couleur de tissu de votre choix.

Confort de sommeil Belge. Pour le meilleur prix.

Avec cette bague box COMFORT, vous bénéficiez d'un confort de sommeil de qualité à la maison. Confort de sommeil Belge. Pour le meilleur prix. La sensation de grand confort, la finition détaillée et la fermeté de ce sommier tapissier garantissent des années de confort de sommeil ergonomique.

BOXSPRING

Cette boîte a une hauteur de 25 cm, équipée d'un noyau à ressorts ensachés et d'un miroir antidérapant 3D.

MATELAS

Ce matelas Comfort Hybrid a une hauteur de 21 cm. Il s'agit d'un matelas à ressorts ensachés 300 ressorts / m² avec 7 zones de confort ergonomiques. Les deux couches de couverture de 3 cm sont constituées de mousse hybride. Le matelas est également doté d'une double housse amovible en tissu matelassé de thermowatts 250 gr/m².

TÊTE DE LIT

Pour la tête de lit, vous pouvez choisir parmi 4 modèles différents, voir image. La largeur de la tête de lit est toujours égale à la largeur de votre box. Pour la hauteur, vous pouvez choisir entre 90, 105 ou 120 cm

PIEDS

Pour les pieds, vous pouvez choisir parmi 3 modèles différents disponibles en différentes couleurs, voir image.

CHOIX DE COULEUR

Choisissez parmi plus de 100 tissus ou aspect cuir. [Voir toutes les différentes couleurs ici](#) . Vous pouvez toujours nous rendre visite pour voir les couleurs sur les différentes cartes échantillons. *Cotisations environnementales comprises (Valumat)*

Remarque: Pour transmettre vos choix, vous pouvez simplement l'indiquer sous «notes» à la fin de votre commande.