



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 170600              |
| <b>Prix HT</b>          | 735,87 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 890,40 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Centrifugeuse silencieuse avec un espace pour 6 tubes, équipée d'un compteur électronique pour un réglage précis de la vitesse de 1000 à 4000 tr/min (pas de 500 tr/min). Il est livré avec un support métallique pour 6 tubes de 10 ml et un support pour 6 tubes de 15 ml. Le temps de fonctionnement est réglable de 1 à 60 minutes. Forte structure en ABS.

## Centrifugeuse XC-2000 - Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 220V - 50 Hz
- Puissance de sortie : 80 W
- Vitesse de rotation : env. 1000-4000 tr/min (augmentée par pas de 500 tr/min)
- Minuterie : 1-60 min.
- Contenu : 6 x 15 ml ou 10 ml.
- Max. ACR : 1790 g