



Numéro d'article	115002
Prix HT	1105,06 €
Prix TTC	1337,12 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Coagulateur monopolaire - Réglable numériquement Le panneau de commande offre différentes fonctions: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation superficielle (COAG FORCED), coagulation profonde (COAG SOFT) et coagulation bipolaire (BIPOLAR) par un adaptateur. L'affichage numérique rend les actions fiables et reproductibles. La possibilité de changer les fonctions et de contrôler l'alimentation électrique par la base de l'électrode permet l'opération sans distraire l'attention de l'opération. Fonctions : Cut - Blend - Forced Coag - Soft Coag - (Bipolaire si adaptateur) est livré complet avec :

- commande au pied
- manche des électrodes
- électrode neutre
- Set de 10 électrodes