



Numéro d'article	266685
Prix HT	328,93 €
Prix TTC	398,01 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le matelas à ressorts ensachés Comfort 750 Hybrid est un matelas qui vous offre un soutien et un confort supplémentaires. L'Hybrid a de fortes propriétés de ventilation par rapport aux autres modèles.

Matelas à ressorts ensachés avec une ventilation parfaite et un drainage optimal

Ce matelas a un noyau de ressorts ensachés, qui sont des ressorts en forme de tonneau, emballés individuellement dans des housses textiles. Chaque ressort peut donc réagir indépendamment et garantir une compression locale très élevée et un confort aux endroits où la pression corporelle est la plus élevée ou la plus faible.

Parce qu'il y a beaucoup d'espaces ouverts autour et dans les poches, l'air peut facilement passer à travers le matelas. Les centaines de ressorts ensachés offrent donc une ventilation parfaite et un drainage optimal de l'humidité à chaque pression ou

mouvement sur le matelas. La solution idéale contre la transpiration.

Ces ressorts ensachés sont toujours trempés électro-thermiquement, ces ressorts subissent un chauffage extra court et puissant afin que les ressorts aient une durée de vie plus longue.

Avec une couche de confort hybride

Ce matelas à ressorts ensachés a une couche de support en mousse hybride de 3 cm et une couche de confort au-dessus du noyau de ressort en mousse hybride de 3 cm. Cette mousse innovante combine le meilleur de la mousse PU et de la mousse à froid HR. Il offre un toucher très résistant, une durabilité fantastique et un excellent niveau de confort.

Résilience & confort

Le noyau à ressorts ensachés du matelas Comfort 750 offre un excellent confort de sommeil, une bonne circulation de l'air et un drainage optimal de l'humidité. Le premier contact avec le matelas est agréablement moelleux. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce, la contre-pression correcte est créée lorsque les ressorts attrapent le corps. Les noyaux de plumes sont toujours finis avec une couche de confort respirante sur le dessus, pour obtenir une agréable sensation de confort.

Toutes les parties du corps n'ont pas besoin de la même impression. Il est donc nécessaire que les ressorts puissent se déplacer séparément les uns des autres afin qu'ils puissent être divisés en zones de duretés différentes. Des zones actives qui offrent le bon soutien au bon endroit sur votre corps.

Matelas à ressorts ensachés avec housse amovible

La housse Comfort 750 a une double housse en tissu de luxe détachable, matelassée avec de la laine thermique anti-allergique 250gr pour une sensation de confort plus douce. La housse a une bande de ventilation 3D. La housse contient la même couche de confort en haut et en bas pour une fonction réversible. (Il est conseillé de retourner votre matelas au bout de quelques mois) La housse est amovible et lavable.

Caractéristiques matelas à ressorts ensachés Comfort Hybrid 750

- Ventilation parfaite et évacuation de l'humidité
- Confort ergonomique
- Recyclable et durable
- Bonne résilience
- 750 ressorts ensachés

- Pour chaque position de sommeil
- Hauteur: 21 cm