



Numéro d'article	200025
Prix HT	17,83 €
Prix TTC	21,57 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Crayon au nitrate d'argent 95% est un outil puissant pour traiter l'hypergranulation, les verrues et les excroissances cutanées indésirables. Ce bâtonnet médical contient 95 % de nitrate d'argent et 5 % de nitrate de potassium, spécialement mis au point pour un usage professionnel dans les applications dermatologiques et médicales. Il constitue un moyen contrôlé de traiter les tissus excessifs, par exemple dans le cadre de la cicatrisation des plaies, et agit efficacement contre les verrues en touchant la peau.

Applications :

- Traitement de l'hypergranulation : Il permet de contrôler la formation excessive de tissus, par exemple après la cicatrisation d'une plaie.
- Efficace contre les verrues : Il agit puissamment par repérage contrôlé des verrues ou d'autres excroissances cutanées indésirables.

- Usage professionnel : spécialement conçu pour un usage médical et dermatologique.

Utilisation : Appliquer le bâtonnet de nitrate d'argent sur la peau affectée jusqu'à une fois par jour. Ne pas utiliser le marqueur pendant plus de 2 à 3 semaines. Suivez toujours les instructions de votre médecin pour une utilisation correcte. Attention : Évitez tout contact avec la peau saine et les muqueuses. Ce produit peut tacher les textiles et la peau. Le stick au nitrate d'argent 95% est une solution efficace pour traiter l'hypergranulation et les verrues, en particulier pour un usage professionnel.

Afbeeldingen

