



CryoAlfa Super CONTACT applicateur contact 5mm - livré dans un coffret avec 1 cartouche

07/10/2025 23:04:05



Numéro d'article	115131
Prix HT	228,75 €
Prix TTC	276,79 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

CryoAlfa Super C (avec applicateur de contact 5mm) Grâce à la congélation liquide brevetée au gaz N₂O, l'instrument de cryothérapie peut atteindre une température de - 89°C. Cryoalfa Super fonctionne avec une pression constante de 50 bars jusqu'à ce que la cartouche de gaz soit vide. L'appareil est équipé d'une vanne et d'un filtre à gaz intégrés pour une sécurité maximale.

La température froide assure une cryothérapie rapide, bon marché et efficace.

CryoAlfa Super peut être tenu comme un stylo pour faciliter l'utilisation et garantir une application précise.