



<b>Numéro d'article</b>	000558
<b>Prix HT</b>	3 811,02 €
<b>Prix TTC</b>	4 611,33 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

Le CSM 7400 Vital Signs Monitor de Welch Allyn améliore l'efficacité clinique et les résultats des patients en enregistrant un ensemble complet de signes vitaux en moins d'une minute.

### Propriétés de 7400 Vital Signs Monitor

- Accès rapide et sécurisé à l'appareil grâce à l'authentification unique (y compris l'intégration d'Imprivata)
- Mesure de la tension artérielle en seulement 15 secondes grâce à la technologie SureBP
- Détection précise de l'hypertension grâce aux moyennes de tension artérielle
- Capture de l'oxymétrie de pouls
- Contrôle aléatoire de la fréquence respiratoire avec la technologie RRp de Masimo
- Se connecte à votre DME via WiFi, Ethernet, Bluetooth ou Bluetooth Low Energy

- Saisissez la taille, le poids et l'IMC avec les balances Scale-Tronix, Detecto, Health o meter ou SECA.
- Aidez à identifier les signes de détérioration du patient grâce à des scores d'alerte précoce automatisés.
- Personnalisez votre flux de travail pour documenter les observations du patient et les modificateurs vitaux.
- Répondez à vos besoins en matière de flux de travail avec des supports mobiles, des supports muraux et des systèmes d'examen intégrés.
- Sécurisez les données des patients grâce au cryptage des données et aux fonctions de sécurité supplémentaires spécifiées par le ministère américain de la défense (DoD).