



Numéro d'article	150130
Prix HT	4878,00 €
Prix TTC	5902,38 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le Duolys, Le Divan D'examen Polyvalent

Le divan d'examen Duolys Promotal est la solution idéale pour médecin polyvalent. Divan à hauteur variable électrique, sa partie centrale se relève en dossier pour transformer le divan d'examen en fauteuil de consultation gynécologique. Sa sellerie grande largeur de 73cm vous assure un confort optimal pour vous et vos patients. Grâce aux étriers intégrés*, le Duolys se transforme en fauteuil adapté pour l'examen gynécologique. Grâce à ses mouvements électriques doux, le divan de consultation Duolys accueille tous vos patients avec simplicité et dignité, quel que soit la pathologie ou le handicap. * Selon modèle

Du Divan D'examen Au Fauteuil De Consultation Gynécologique

Hauteur variable de 49cm à 96cm, jusqu'à 200 kg de capacité, position proclive-déclive électrique, large sellerie, paire d'étriers, d'appui-jambes ou de Goeppels intégrés, bac amovible sur rails, excellente stabilité ... chaque élément du divan d'examen Duolys est adapté à une utilisation polyvalente.

Caractéristiques de la table d'examen Duolys

- Hauteur électrique réglable de 56 à 96 cm
- Structure métallique avec revêtement en poudre époxy grise
- Trendelenburg et Anti-trendelenburg
- Dossier arrière avec double vérin à gaz réglable
- Dossier central réglable électriquement
- Rembourrage de 73 cm de large avec côtés renforcés
- Siège amovible imperméable et sans coutures
- Fonctionnement manuel
- Pieds réglables sous le cadre
- Conteneur en plastique réglable et amovible (6 litres)
- 2 porte-rouleaux de papier (largeur max. 60 cm - ø max. 15 cm)
- Accessible pour le lève-personnes - espace libre 12 cm
- Possibilité de connecter 2 commandes supplémentaires
- Poids max. admissible du patient de 200 kg (testé dynamiquement à 250 kg et statiquement à 800 kg)
- Appareil médical de classe électrique 2 / Non disponible en classe 1
- Toutes sortes d'options supplémentaires possibles : commande au pied, lampe d'examen LED montée...

CARACTERISTIQUES

- Capacité de charge de 200kg (testé en dynamique à 250kg & en statique à 800kg)
- Connexion de 2 commandes supplémentaires possible
- Hauteur variable électrique de 49cm à 95cm
- Structure acier avec finition époxy gris nuage
- Proclive/Déclive
- Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
- Dossier centrale électrique
- Sellerie largeur 73cm avec renforts latéraux mousse ferme

- Selleries avec revêtement classé M1
- Sellerie d'assise amovible & sans couture
- Commande manuelle
- Patins de réglage sous piètement
- Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 litres)
- 2 Supports rouleau papier
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne

Carte en couleur : cliquez [ici](#) Plus d'informations : cliquez [ici](#)

Afbeeldingen

