



Divan d'examen iDuolys Hauteur variable électrique Roues escamotables Etriers intégrés

07/10/2025 20:43:10

Numéro d'article	150501
Prix HT	6782,16 €
Prix TTC	7601,41 €
Stock	sur commande

Description

iDuolys est la nouvelle révolution de Promotal

Nous avons conçu une table mixte au design épuré et aéré, qui contribue à votre confort et à celui de vos patients grâce à la position de marche la plus basse disponible sur le marché, une position gynécologique optimale, des positions programmables et des mouvements autonomes, deux fois plus rapides.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

RÉDUIRE L'EFFORT QUE DOIVENT FAIRE LES PATIENTS AYANT UNE LIBERTÉ LIMITÉE:

- Une position élévatrice pour le patient à 53cm
- Compatible avec un palan
- Mouvements électriques silencieux et sûrs
- Transition sans effort de la position d'embarquement à la position gynécologique
- Patients jusqu'à 250 kg

EFFICACITÉ

LISSEZ VOTRE RECHERCHE GRÂCE À:

- Une table 2 en 1 pour une utilisation gynécologique et générale
- Étriers intégrés, facilement utilisables (selon le modèle)
- Une fonction double-clic pour atteindre vos positions avec la pédale sans télécommande
- Des mouvements deux fois plus rapides
- Pour les mouvements autonomes, 1 impulsion suffit pour la bonne position
- Commandes intuitives et position d'embarquement du patient prédéfinie
- Une position "maison" reprogrammable

UTILISATION ERGONOMIQUE

CHOISISSEZ FACILEMENT UNE AUTRE POSITION:

- Mouvements électriques: Hauteur, dossier central, procief / declief
- Dossier externe réglable avec un ressort à gaz
- Hauteur variable de 53 à 99 cm
- Deux positions peuvent être stockées, 100% réglables
- Etriers intégrés

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS GRÂCE À: Une véritable position gynécologique