



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 150020 |
| Prix HT | 3055,00 € |
| Prix TTC | 3696,55 € |
| Stock | Plus que 5 en stock |

Description

Divan d'examen multifonctionnelle Kompact - La solution polyvalente [LISTE DES COULEURS DIRECTEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.](#)

Kompact est la table d'examen idéale pour tous vos besoins.

Si vous avez une petite salle d'examen, si vous effectuez plusieurs examens, si vous souhaitez optimiser le temps que vous passez avec vos patients et leur permettre de monter et de descendre facilement de votre table d'examen, le Kompact est fait pour vous. Il dispose de positions assises et allongées, de nombreux rangements, d'étriers intégrés et de nombreux accessoires pour que vous puissiez effectuer un examen complet, le tout sur une table de 1m³. Simplifiez-vous la vie, choisissez le Kompact.

Egalité de traitement

Facilitez les choses pour vos patients à mobilité réduite. Ceci avec marchepied escamotable intégré: hauteur 23 cm, hauteur 61 cm de marche à siège et transition sans effort de la position assise à la position couchée grâce à l'extension de repose-jambes intégrée. Examinez facilement vos patients: poids du patient jusqu'à 250 kg et largeur de couverture 72 cm

Efficacité

Réalisez vos examens plus facilement grâce à une position assise confortable (représente 80% des examens), 4 tiroirs pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main, 2 tiroirs latéraux coulissants, accessibles des deux côtés (mettant la table au milieu de la salle d'examen peut placer), 2 tiroirs avant, étriers rétractables intégrés et inclinaison pelvienne (7 degrés)

Facilitez votre table d'examen Kompact

Tiroirs monoblocs en ABS facile à nettoyer, couvercle amovible. Toutes les surfaces sont facilement accessibles pour le nettoyage. Un support de rouleau de papier grande capacité intégré dans le dossier, longueur maximale 50 cm - 20 cm. Un plateau de gynécologie abs amovible et stérilisable.

Ergonomie: gain de place

Grâce à une table compacte (moins de 1 m³). Une large gamme polyvalente de positions (gynécologique, assise, couchée) de nombreux espaces de rangement à portée de main.

Améliorez le confort de vos patients.

Extension télescopique intégrée du repose-jambes à la même hauteur que le fauteuil (selon le modèle). Siège au confort optimal. Options possibles : 2 prises intégrées sur les côtés et un repose-jambes réglable. Accessoires disponibles : Clip de fixation, support de lampe, accoudoir + housse, plateaux à tiroirs, rangement, supports de jambes, support à perfusion, ... La table est disponible en 19 couleurs Promotal. Voir les photos. La table d'examen Kompact est également disponible avec [le système de roulettes block n' roll voir réf.150021](#)

Ses avantages essentiels:

- Le même poids que la concurrence, mais un poids de patient beaucoup plus élevé.
- Tiroirs et marches amovibles pour alléger la table lors de l'installation.

- Inserts de tiroirs et rangement à l'arrière pour assurer des conditions d'hygiène optimales.
- Délai de livraison optimal et pas de tracas bureaucratiques - chez PROMOTAL sans aucun casse-tête et avec la précision que nous connaissons.
- Un réglage optionnel du niveau de la 3ème partie du repose-jambes, évitant l'utilisation d'un coussin supplémentaire.
- Des rails d'accessoires qui permettent de fixer autant d'accessoires que nécessaire à un prix très économique par rapport à la concurrence.
- Un nouveau support de lampe à un prix optimisé qui combine l'étau ET le pied de la lampe en une seule pièce.
- Cadre et boîtier en métal époxy pour assurer une longue durée de vie et des conditions d'hygiène optimales.

Afbeeldingen

