



Numéro d'article	150176
Prix HT	1797,52 €
Prix TTC	2175,00 €
Stock	sur commande

Description

Le grand avantage de la table d'examen MMEN est qu'elle peut être utilisée non seulement pour gagner de la place, mais aussi pour tous les examens et traitements courants, notamment grâce à sa construction en trois parties. La table d'examen MMEN est équipée de série de deux repose-pieds réglables en continu pour les examens gynécologiques, tandis que des supports et genouillères sont disponibles en accessoires. En combinaison avec le rail de lampe (25mm x 10mm, par exemple pour la lampe de recherche Heine largement utilisée) et la commande électronique au pied, ce modèle est également très approprié comme table de traitement. L'équipement standard comprend un porte-rouleau de papier peu encombrant pour les rouleaux de papier jusqu'à une largeur de 60 cm.

Aspects de sécurité pour la table d'examen MMEN

Si les tables d'examen ne sont pas relevées, il y a risque de coincement des doigts et des membres lors du réglage du banc. Les tables d'examen Mini-Multo ont donc un réglage

en hauteur vertical. Comme mesure de sécurité supplémentaire, le châssis inférieur est construit de telle sorte que la table d'examen soit toujours à au moins 25 mm des parois de la tête et des deux côtés du banc. Cela évite également d'endommager les murs et la table d'examen elle-même.

Données techniques de la table d'examen MMEN

- Dimensions avec section de base pliée 150 x 70 cm
- Dimensions avec section de base pliée 200 x 70 cm
- Réglage électrique en hauteur basse de 60 à 100 cm
- Vitesse de réglage pour une charge de 100 kg 1,4 cm par seconde.
- Dossier réglable électriquement jusqu'à 60 degrés.
- Mobile sur 4 roulettes pivotantes à double frein, 100 mm. Ou sur les jambes, réglage roue/jambes
- Le modèle MMEN est certifié CE.

Le prix du modèle spécifié est sur pieds avec dossier court (électrique).

Ce modèle est également disponible dans les modèles suivants - prix sur demande

- sur pattes + dos court (ressort à gaz)
- sur pattes + dossier long (ressort à gaz)
- sur pattes + dossier long (électrique)
- sur roues à freinage central + dossier court (ressort à gaz)
- sur roues à freinage central + dossier court (électrique)
- sur roues à freinage central + dossier long (ressort à gaz)
- sur roues à freinage central + dossier long (électrique)