



Numéro d'article	150170
Prix HT	871,90 €
Prix TTC	1055,00 €
Stock	sur commande

Description

Malgré ses dimensions compactes, la table d'examen MMS - Mini-Multo Standard dispose de suffisamment d'espace pour laisser les bras libres de la coque. L'appui-tête est réglable en continu entre l'horizontale et 60 degrés, se bloque automatiquement et peut être actionné des deux côtés du banc.

Le modèle MMS a été développé en collaboration avec un groupe de travail du comité de mise en œuvre pratique de la Nederlandse Huisartsen Genootschap (Société néerlandaise des médecins généralistes).

Grâce à cette collaboration, de nombreuses solutions et possibilités pratiques ont été intégrées à cette table d'examen. En raison des nombreux "extras", le groupe de travail a qualifié le Mini-Multo Standard de petite table d'examen offrant de nombreuses possibilités. Bon nombre de ces possibilités se trouvent également dans les autres tableaux de recherche.

Grâce à son système de construction unique, la table d'examen peut toujours être fournie dans une version qui répond aux souhaits personnels de l'utilisateur.

En glissant presque complètement le repose-jambes et en le fixant à différents endroits, le patient étiré peut être placé dans une bonne position (gynécologique) avec un effort minimal. Avec les repose-pieds standard, vous pouvez amener le patient dans la bonne position.

Avec ce modèle compact, un examen complet est tout à fait possible dans une salle de 1,30 x 2,00 mètres.

Comprend un tabouret, un lavabo, un porte-manteau, une balance et une règle. C'est ce qui rend ce modèle unique.

Caractéristiques techniques du MMS - Mini-Multo Standard

- Dimensions avec base rétractée: 115 x 69 cm
- Dimensions avec base allongée: 200 x 54 cm
- Hauteur de la partie fixe: 80 cm
- Le canapé est équipé de série de:
 - Repose-pieds
 - Support de rouleau de papier pour un rouleau de papier
 - Pieds stabilisateurs
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Très stable
- Facile à utiliser
- Haute qualité
- Sur quatre pattes
- Appui-tête dossier

Renseignements supplémentaires

Rembourrage Valencia et Silvertex Votre banc de recherche vous permet de rembourrer dans des tissus Valencia ou Silvertex Nous attirons votre attention sur le fait que les couleurs de l'écran peuvent différer de la couleur originale en raison du réglage de l'écran. Nous vous recommandons de choisir une couleur spéciale pour nous demander un échantillon de couleur. [Valencia](#) a un aspect cuir hydrofuge, ignifuge, résistant aux UV, antibactérien et facile à nettoyer. [Silvertex](#) a un aspect de tissu mais a les mêmes propriétés que le cuir artificiel. Délai de livraison 3 à 4 semaines.