



Doppler Bi-directionnel - L250AB avec sonde vasculaire et imprimante

08/10/2025 09:09:22



Numéro d'article	112158
Prix HT	1 242,59 €
Prix TTC	1 503,53 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Doppler Bi-directionnel - L250AB avec sonde vasculaire et imprimante

Le LifeDop[®] L250 est un Doppler portable et économique qui localise facilement les vaisseaux sanguins et détecte le flux sanguin.

Les Dopplers LifeDop[®] sont conçus pour être durables et offrir une performance durable.

- Grand écran avec la fréquence cardiaque
- Sonde bidirectionnelle 8 MHz sensible