



Numéro d'article	1403
Prix HT	129,74 €
Prix TTC	156,99 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Doppler - Foetal et vasculaire (sans sonde) est convient pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins. Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation.

Polyvalence

- Une sonde par utilisation
 - 2 MHz: Examen du fœtus
 - 5 MHz: Examen vasculaire et de l'IPS
 - 8 MHz: Examen cardiaque
- Indicateur de fréquence cardiaque

Facilité d'utilisation

- Grand écran LCD couleur
- Jauge de batterie
- Indicateur de puissance de l'onde
- Sondes coudées et ergonomiques

Informations complémentaires Doppler

- Doppler est vendu sans sonde. Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation.
Consultez article 1404 et 1405 pour la sonde la plus appropriée.
- Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies

Afbeeldingen

