



Drap-Housse De Luxe ELASTAN 100% coton 140/160 - 200cm/220cm (H:38cm) - Ecrû

08/10/2025 05:18:22

Numéro d'article	266567E
Prix HT	61,12 €
Prix TTC	73,96 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le drap housse en jersey élasthanne est le complément de base idéal à votre literie! S'adapte parfaitement autour de votre matelas Le drap s'adapte parfaitement autour de votre matelas grâce à un élastique pratique autour. Les côtés sont également joliment couverts. En conséquence, le drap housse ne glisse pas mais reste en place et ne se plie pas. De cette façon, vous êtes assuré d'un confort de sommeil optimal. Convient aux matelas jusqu'à 38 cm d'épaisseur. Coins cousus spéciaux pour matelas TOPPER Ces draps-housses conviennent aussi bien aux matelas ordinaires qu'aux surmatelas. Ces draps-housses ont des coins cousus spéciaux (8 cm) et des coutures continues (30 cm) avec un élastique autour. En raison de l'élasticité du tissu, l'angle spécial collé de 8 cm autour d'un matelas normal sera à peine perceptible. La couture spéciale sur un matelas TOPPER assure un ajustement parfait. Absorbant l'humidité et régulant la chaleur La structure légèrement flexible du tissu est créée par la combinaison de 95% coton peigné - 5% élasthanne. Le drap-housse possède également toutes les propriétés positives du coton, un matériau naturellement hautement absorbant et respirant. Le jersey élasthanne est doux au toucher et a un agréable effet thermorégulateur. Disponible dans les couleurs blanc et écru. Lavable à 60 degrés.