



Numéro d'article	1414
Prix HT	1721,42 €
Prix TTC	2082,92 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

- Avec son design soigné et sa taille compacte, l'ECG Tablette Cardiomate EVI 7 est un ECG intuitif et ultra pratique.
- Transportable dans tous les services et au chevet de chaque patient: idéale en cabinet, ainsi qu'en établissement en circulant d'une chambre à l'autre, et aussi très adaptée au transport d'urgence.
- Cardiomate EVI 7 présente les mêmes performances que les autres ECG de la gamme Cardiomate avec une fréquence d'échantillonnage de 32000Hz qui lui confère un enregistrement détaillé de l'activité électrique du cœur.
- L'écran 7" accueille en même temps le tracé sur 12 pistes ainsi que l'interprétation et ne nécessitant pas obligatoirement une impression, pour une démarche plus écoresponsable.

UNE PRÉCISION REDOUTABLE

- Une fréquence d'échantillonnage parmi les plus élevées du marché : 32000Hz
- Détection et marquage automatique du stimulateur cardiaque.

INTUITIF ET EFFICACE

- Écran tactile 7" haute résolution avec clavier azerty permettant d'éditer des commentaires sur l'électrocardiogramme
- Visualisation en temps réel des 12 pistes de l'ECG sur la tablette en même temps que son interprétation automatique et les calculs d'intervalles.(sans recourir à un ordinateur ou à une imprimante), pour une démarche plus responsable
- Signature numérique tactile

DES DONNÉES ACCESSIBLES

- Mémoire interne de 10000 fichiers permettant de stocker, rappeler, éditer, imprimer les données des patients
- Export de données via wifi ou port USB sous format pdf ou xml
- Un logiciel PC ECG en option pour analyser les données patient
- Intégration aux systèmes de base de données cliniques et systèmes de gestion des centres hospitaliers

GRANDE FACILITÉ D'IMPRESSION

Impression des 12 pistes : très simplement sur votre imprimante réseau via wifi pour la tablette

NOMADE

Un design ultra compact et une transportabilité affichée avec coque de protection pour la 7"

UNE GRANDE AUTONOMIE

La tablette est dotée d'une batterie de 5000 mAh pour une autonomie d'au moins 12h

Afbeeldingen

