



<b>Numéro d'article</b>	116016
<b>Prix HT</b>	48,15 €
<b>Prix TTC</b>	58,26 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

---

Gaines de stérilisation 7,5 cm x 200 m - Disponible en différentes tailles

## Propriétés du rouleau laminé

Le gaines de stérilisation en rouleau est disponible en différentes longueurs et largeurs. Avec ce rouleau, vous pouvez découper des sacs dans la taille désirée et ensuite les sceller à l'aide d'un dispositif de scellage. Ce stratifié en rouleau est fait d'une feuille transparente verte pour que son contenu soit visible. Les rouleaux laminés sont fabriqués en papier médical de haute qualité de 60 g/m<sup>2</sup>, sont résistants à l'humidité et fabriqués avec de la pâte 100% pure.

## Qualité assurée

Le triple bord d'étanchéité et l'espace entre les bords d'étanchéité assurent une adhérence idéale pendant le processus de stérilisation et garantissent une ouverture parfaite sans déchirure. Conçus spécialement pour la stérilisation à la vapeur, à l'OE et au formaldéhyde, les gaines de stérilisation constituent une barrière efficace contre les

bactéries.