



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 110505   |
| <b>Prix HT</b>          | 4,17 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 5,05 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Le gel d'électrode est un gel non irritant, hypoallergénique, bactériostatique et électriquement conducteur. Ce gel ECG est recommandé pour toutes les interventions électro-médicales à l'exception de la défibrillation.

**Ce gel d'électrode est principalement utilisé pour l'ECG, le TENS, la surveillance et la pédiatrie.**

Ce gel ECG assure une transmission optimale entre la peau et les électrodes. Le gel ECG ne contient pas de sel, ce qui empêche la transmission des ions sodium. Ce gel sans sel et sans chlorure convient parfaitement aux applications à long terme.

## Spécifications du gel d'électrode

- Gel électroconducteur
- Non irritant
- Hypoallergénique
- Bactériostatique

- Pour les interventions électro-médicales
- Transmission optimale entre la peau et les électrodes
- Sans sel
- Sans chlorure