



Numéro d'article	110202
Prix HT	8,70 €
Prix TTC	10,53 €
Stock	en stock

Description

Kendall™ 5400 électrodes adhésives de diagnostic

Kendall™ 5400 est le leader du marché des électrodes EKG adhésives.

Ces électrodes de diagnostic sont dotées de la méthode d'adhérence la plus répandue et conviennent aux applications diagnostiques les plus courantes. L'électrode Kendall™ 5400 dispose d'un gel adhésif avec une adhérence maximale pour les patients exigeants.

- Facile à utiliser.
- Offre une adhérence ferme, une repositionnabilité et une faible impédance pour un traçage clair et fiable.
- Minimise les résidus d'adhésif pour faciliter la tâche du patient.
- Convient à différents types de peau et d'applications.
- Offre une bonne adaptation cutanée, un bon soulagement de la torsion et une bonne radiotransparence.

- Aide à rendre la défibrillation de l'électrode réparable.