



Numéro d'article	153311
Prix HT	188,16 €
Prix TTC	227,67 €
Stock	sur commande

Description

La lampe Loupe 80 LEDS est une lampe loupe à LED ronde avec loupe. La loupe à LED est conçue pour un travail méticuleux et une grande précision. L'utilisation du Loupelamp 80 LEDS est idéale pour les hôpitaux, les médecins généralistes, les laboratoires, l'esthétique, les cliniques, etc.

Fonctionnalité et avantages de la lampe Loupe 80 LEDS

La lampe loupe 80 LEDS a une lumière sans ombre. Les bras avec ressorts internes compensés permettent différentes positions. La Loupelamp 80 LEDS est situé au-dessus de la tête. La chaise longue est équipée d'une lentille ronde convexe, réglable et dotée d'un mécanisme simple.

Santé et sécurité du lampe loupe 80 LEDS

La lampe loupe 80 LEDS fournit gratuitement de la chaleur. Le mécanisme de protection de la tête est articulé pour éviter la poussière et les rayures qui pourraient endommager l'objectif.

Économie

La Loupelamp 80 LEDS a une haute performance et une faible puissance de 8 watts. La durée de vie productive peut atteindre 40 000 heures. Les matériaux de la lampe Lou Louvre 80 LEDS sont durables. Le Louelamp 80 LEDS nécessite très peu d'entretien.

Afbeeldingen

