

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 266760              |
| <b>Prix HT</b>          | 540,34 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 653,81 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

### Description

- Tissu: Tissu bambou piqué sur polyester + bande 3D
- Noyau: Mousse visco-elastique 55kg/m<sup>3</sup> + POCKET + Mousse visco-elastique 55 kg/m<sup>3</sup>
- Finition: HOUSSE BINAIRE LAVABLE 40°C
- Hauteur matelas: 28 cm
- La housse est en bambou, C'est un produit respectueux de l'environnement et grâce à sa douceur et absorption, l'emploi est très agréable.
- Avec une perméabilité à l'air totale, il y a une évacuation de l'humidité optimale.
- Ce matelas présente une structure ouverte et une couche 3D qui empêchent un excès de transpiration et les poussées de chaleur. Le noyau recyclable est traité contre les acariens, les moisissures et les bactéries. Amovible, elle peut être lavée à 40 °C.