



Numéro d'article	122500
Prix HT	2262,67 €
Prix TTC	2737,83 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Appareil d'électrocardiogramme Mortara Eli-150c avec interprétation

Caractéristiques de l'appareil Mortara Eli-150c ECG/EKG

- Compact et léger, le ELI™ 150c est un électrocardiogramme de haute qualité dans un format portable.
- Ecran couleur LCD 12D. Ecran haute résolution qui vous permet de visualiser l'ECG en temps réel et après la prise d'ECG.
- L'interprétation de l'ECG au repos avec l'algorithme Mortara VERITAS™, qui est internationalement reconnu, inclut l'interprétation de l'âge et du sexe de l'ECG au repos Mortara dans son algorithme pour calculer le rapport pour l'adulte ou le nouveau-né.
- Choix entre le câble patient sans fil (WAM™) et le câble patient (AM12™).
L'électrocardiogramme ELI 150c fonctionne avec le WAM sans fil et un module AM12 câblé. Les deux modules sont équipés de boutons automatiques et manuels.

Indication d'électrode déconnectée. Chaque brin d'ECG est détachable.

- L'ELI 150c sélectionne automatiquement les 10 meilleures secondes des 5 dernières minutes de dévoilement complet, assurant toujours la meilleure disposition et donc un gain de temps.
- Clavier alphanumérique avec touches dédiées pour l'acquisition d'ECG, l'enregistrement manuel et la transmission/réception ECG du nom du patient.
- Echange d'informations bidirectionnel via un modem interne, LAN, Wifi ou GSM/GPRS avec le gestionnaire de base de données ECG E-Scribe™ et Athena ou avec SIH et PACS via XML, PDF, UNIPRO32 et DICOM® 32.