



MS FLEX PLUS Lampe d'examen Sur pied à roulettes lesté

08/10/2025 07:32:55

Numéro d'article	153328
Prix HT	699,05 €
Prix TTC	845,85 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Lampe d'examen sur support de rouleau = économie d'énergie

Les lampes d'examen sur support mobile sont parfaitement adaptées à une utilisation flexible dans le cabinet de votre médecin, bloc opératoire, ... Avec cette lampe d'examen mobile, vous êtes toujours prêt pour le prochain examen. Les lampes à LED sur support roulant vous convainquent par leur fonctionnalité mobile et leur technologie d'économie d'énergie. Le support de rouleau de la lampe se compose généralement de cinq roues, ce qui rend le trépied très stable et ne basculera pas. De cette manière, les lampes opératoires sous forme de lampes sur pied sont des compagnons idéaux dans la vie quotidienne des hôpitaux et des cabinets médicaux.

Qualité exceptionnelle de la lumière LED

La puissante source de lumière LED offre une qualité de lumière exceptionnelle et une durée de vie de plus de 50 000 heures. La haute performance du rendu des couleurs > 97% assure une qualité exceptionnelle de lumière blanche, ce qui à son tour assure une excellente distinction et une reproduction de toutes les couleurs visibles d'une manière naturelle et précise. Cette lampe offre une intensité lumineuse de 25000 lux à une distance de + - 50 cm avec une température de couleur de 4500 °K. L'intensité lumineuse ne peut pas être réglée sur le modèle MS Flex. L'intensité lumineuse peut être réglée avec le MS Flex Plus. Ce modèle a un bouton "+" et "-" avec lequel vous pouvez rendre la lumière plus brillante ou simplement attendre plus doucement.

Lampe d'examen au design ergonomique

La forme ronde du boîtier de cette lampe d'examen et la poignée en partie inférieure simplifient le positionnement exact. Avec un bras flexible sur le dessus, cette lampe d'examen répond à toutes les exigences ergonomiques de tout utilisateur. Conçu avec des formes belles et douces qui favorisent l'hygiène et la propreté dans votre environnement.

Caractéristiques techniques de la lampe d'examen MS Flex

- Source lumineuse: LED 8W
- Lux à 50 centimètres: 25.000 lux
- Intensité lumineuse réglable: NON
- Température de couleur: 4500 °K
- Rendu des couleurs:> 97%
- Durée de vie de la lampe: 50000 heures
- Longueur du bras: 70 cm
- Couleur: blanc

Nos autres marques telles que Hillrom (Welch Allyn), Dr. Mach, ... des lampes d'examen peuvent être trouvées [ici](#).