



Numéro d'article	113042
Prix HT	96,72 €
Prix TTC	117,03 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Le NE-C801KD est un nébuliseur à compresseur adapté aux enfants, léger, équipé de la technologie VVT unique d'Omron et n'émettant qu'un faible niveau sonore (46 dB).

Grâce à la couleur jaune et aux deux accessoires (ours souriant, lapin heureux) du NE-C801KD, les enfants se sentent plus à l'aise pendant l'inhalation et participent mieux à leur traitement.

Le nébuliseur est livré avec 2 embouts buccaux (pour enfant et pour nourrisson). Le kit de nébulisation VVT (Breath enhanced) réutilisable permet un rendement élevé et un entretien facile. Ce produit a été développé en collaboration avec des spécialistes de l'asthme, de la bronchite chronique, des allergies et autres troubles respiratoires pour vous offrir un système de traitement efficace. Caractéristiques

- Kit de nébulisation VVT (Virtual Valve Technology)
- Design compact et léger

- Faible niveau sonore (46 dB)
- Facile à l'emploi (connexion, activation par un seul bouton)
- Accessoires adaptés aux enfants
- nébuliseur pour enfant et pour nourrisson
- Haut débit de particules inhalables
- Hygiénique, nettoyage facile
- Livré avec adaptateur secteur, filtres à air de rechange et poche de rangement