



Numéro d'article	110250
Prix HT	29,49 €
Prix TTC	35,68 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

4 Pinces ECG membres.

Electrodes périphériques réutilisables pour adultes.

Fiabilité absolue lors de l'enregistrement des signaux avec tous les appareils d'électrocardiogramme disponibles sur le marché. Plaqué argent avec Ag/AgCL pour une transmission sûre et claire du signal. Grâce à des connexions vissées et serrées, ces électrodes peuvent être raccordées à tous les appareils d'électrocardiogramme à l'aide d'un câble patient avec connexion enfichable ou cliquable. Sans latex. Longueur des pinces 13 cm.