



# Quest divan électrique - sellerie anatomique 73 cm de largeur - système patins proclive/ décline+ Block 'n Roll + Dossier réglable par vérin électrique

08/10/2025 04:43:44



<b>Numéro d'article</b>	150139
<b>Prix HT</b>	4289,00 €
<b>Prix TTC</b>	5189,69 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

## Caracteristiques

- Hauteur variable électrique de 54 à 94cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique

- Commande manuelle ou au pied
- Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll®
- Capacité de charge jusqu'à 200kg
- Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm)
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
- Structure acier avec finition époxy gris nuage

# Afbeeldingen

---

